

Glossar

Indikationen Anziehhilfen

- Adipositas per magna
- deformierende Erkrankungen im Handbereich
- Fehlbildungen
- hochgradig entzündliche / erheblich verschleißende Gelenkerkrankungen
- Lähmungsbilder
- Verletzungsfolgen und Amputationen
- weitgehende Wirbelsäulen- / Hüft- / Kniegelenkversteifung

Kompressionsklassen

Es gibt vier Kompressionsklassen für Kompressionsstrümpfe:

KKL	Kompressionsintensität	Kompression in kPa	Kompression in mmHg
I	leicht	2,4 bis 2,8	18 bis 21
II	mittel	3,1 bis 4,3	23 bis 32
III	kräftig	4,5 bis 6,1	34 bis 46
IV	sehr kräftig	6,5 und größer	49 und größer (nur für flachgestrickte MKS)